

Дефибриллятор АКСИОН ДКИ-Н-11

ФСР 2008/03509

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
импульс бифазный, встроенный термопринтер, 7 кг

Концерн Аксион ОАО, Россия



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые
Категория по весу	до 7 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
ЭКС	Да
SPO2	Да
Дисплей	7" цветной
Размеры	310×175×340 мм
Вес прибора	7 кг

Описание

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-11 АКСИОН компактный переносной прибор с сетевым и аккумуляторным питанием, надежное средство скорой медицинской помощи, предназначен для реанимации и электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма.
Вес 7 кг.