

Дефибриллятор ДКИ-Н-8 АКСИОН-Х

ФСР 2007/01278

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
импульс бифазный, встроенный термопринтер

Концерн Аксион ОАО, Россия



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 9 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Время набора энергии до 200 Дж	5 сек
Размеры	385×140×455 мм

Описание

Дефибриллятор монитор ДКИ-Н-08 Аксион-Х компактный переносной прибор с сетевым и аккумуляторным питанием, надежное средство скорой медицинской помощи, предназначен для реанимации и электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма.
Вес 8.5 кг.