

Дефибриллятор Philips Efficia DFM100

РЗН 2017/5531

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
дефибрилляция асинхронная, импульс бифазный,
5.66 кг

Philips, Китай



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Дефибрилляция	асинхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 6 кг
Голосовые подсказки	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Время набора энергии до 360 Дж	12 сек
Время набора энергии до 200 Дж	6 сек
Дисплей	7" цветной
Размеры	235×290×205 мм
Вес прибора	5.66 кг

Описание

Дефибриллятор-монитор Efficia DFM100

Идентификация готовности. Устройство подает сигнал о готовности к работе с помощью мигающего индикатора, указывающий на результаты автоматического самотестирования. Уровень заряда батареи воспроизводят светодиоды, расположенные на передней панели.

Возможность быстрого реагирования. Дефибриллятор имеет компактные размеры и небольшой вес, благодаря чему его легко и быстро переносить к пациенту.

Простота в использовании. Прибор оснащен интуитивно понятным интерфейсом и голосовыми подсказками, которые дают возможность выполнять требуемые действия по проведению дефибрилляции. Прибор снабжен функцией автоматической дефибрилляции. Медперсонал может использовать все ресурсы аппарата, выбирая нужные опции из меню для проведения эффективной дефибрилляции и кардиостимуляции.

Совместимость устройства с другими. Разъемы датчиков Efficia DFM100 «Philips» аналогичны разъемам на мониторах пациентов Philips. Поэтому по прибытии пациента в медицинское учреждение не требуется время на присоединение различных отведений и кабелей.

Сохранение данных. Устройство собирает и сохраняет данные за восемь часов непрерывного мониторинга. Это дает возможность при необходимости документировать и анализировать клиническую ситуацию.

Вес 5.66 кг