

Дефибриллятор Philips HeartStart MRx

РЗН 2017/5531

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
дефибрилляция асинхронная, импульс бифазный,
встроенный термопринтер, 6 кг

Philips, США



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Дефибрилляция	асинхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые
Категория по весу	до 6 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
Сигналы тревоги	Да
Управление данными	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Дисплей	8.4" цветной
Размеры	315×210×295 мм
Вес прибора	6 кг

Описание

Дефибриллятор-монитор HeartStart MRx

- компактное, легкое и интуитивно понятное устройство, объединяющее в одном корпусе дефибриллятор, монитор и кардиограф, экономит пространство и снижает вес на больничных койках;

- ведущие в отрасли физиологические измерения и функция Q-CPR для измерения и обратной связи СЛР в режиме реального времени;
- надежные терапии, включая кардиостимуляцию и бифазную форму импульсов SMART Biphasic® для эффективной дефибрилляции и синхронизированной кардиоверсии, снижают вероятность послеразрядных травм;
- возможность работы в клинической сети, позволяет осуществлять мониторинг и просмотр на центральной станции клинической сети IntelliVue;
- вес 6 кг.