

Дефибриллятор Philips HeartStart XL+

РЗН 2013/385

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
импульс бифазный, встроенный термопринтер, 6 кг

Philips, США



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 6 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
Управление данными	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Дисплей	6.5" цветной
Размеры	346×376×190 мм
Вес прибора	6 кг

Описание

Преимущества дефибриллятора-монитора HeartStart XL+

Зеленые индикаторы на передней панели - указывают на работу от сети переменного тока или аккумулятора. То есть не требуется специально проверять, подключено ли данное устройство к сети переменного тока и заряжен ли аккумулятор.

Автоматическое самотестирование - проводится каждый час каждый день и каждую неделю, упрощая проведение проверок в сменах и освобождая время.

Отдельный селектор режимов терапии - позволяет включать устройство и выбирать рабочий режим и энергию.

Большой цветной экран - позволяет легко просматривать до 3 кривых одновременно: численные значения, пределы тревоги на панели параметров, а также сведения о состоянии пациента.

Индикатор готовности к работе - мигает, подтверждая успешное прохождение последнего самотестирования и готовность к работе.

Встроенный ленточный самописец (принтер) - документирует фрагменты ЭКГ для определения ритма, клинические события, отчеты о сводках событий, тренды основных физиологических показателей, рабочие проверки, конфигурацию, журналы состояния, отчеты об ЭКГ по 3 и 5 отведениям и прочие сведения об устройстве. Используется стандартная бумага шириной 50 мм.

HeartStart для взрослых, детей или грудных детей - могут использоваться в режимах ручного или автоматического (АНД) наружного дефибриллятора, водителя ритма, кардиоверсии и мониторинга. При использовании в режиме АНД для взрослых и детей специальных электродов не требуются.

Режим автоматического наружного дефибриллятора (АНД) - может легко использоваться практически любым работником скорой помощи. Устройство за считанные секунды автоматически анализирует ситуацию и выбирает наиболее подходящий для спасения жизни режим разряда, давая врачу четкие и краткие голосовые и экранные указания.

Вес 6 кг.