

Дефибриллятор Yangzhou Hongdu IC-Master IC-9000A

ФСЗ 2011/11304

дефибриллятор без монитора, автоматический,
дефибрилляция асинхронная, импульс бифазный, 8.5
кг

Yangzhou Hongdu Electronic Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор без монитора
Режим управления	автоматический
Дефибрилляция	асинхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 9 кг
Голосовые подсказки	Да
Сигналы тревоги	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Время набора энергии до 360 Дж	4.5 сек
Размеры	570×560×250 мм
Вес прибора	8.5 кг

Описание

Основные особенности:

- автономное электропитание дефибриллятора от аккумулятора;
- надежный корпус дефибриллятора выполнен из ударопрочного пластика;
- автоматическое внутреннее само-тестирование и контроль исправности после включения;
- эргономичный дизайн корпуса дефибриллятора, обеспечивающий защиту кабелей внешних разрядных электродов дефибриллятора;
- клавиатура с пошаговой нумерацией действий;
- вес 8.5 кг.

