

Дефибриллятор Yangzhou Hongdu IC-Master IC-9000C

ФСЗ 2011/11304

дефибриллятор-монитор, автоматический,
дефибрилляция асинхронная, импульс бифазный,
встроенный термопринтер, 12 кг

Yangzhou Hongdu Electronic Co., Ltd., Китай



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	автоматический
Дефибрилляция	асинхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 12 кг
Встроенный термопринтер	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Время набора энергии до 360 Дж	10 сек
Размеры	555×450×435 мм
Вес прибора	12 кг

Описание

Бифазный дефибриллятор IC-Master IC-9000C предназначен для оказания реанимационной помощи при остановке сердца. Может использоваться как в стационарных лечебных учреждениях, так и в передвижных медицинских установках.

На дисплей прибора выводятся значение набираемой энергии, один из каналов ЭКГ, состояние встроенной батареи, текущее значение ЧСС, пульс, состояние зарядки прибора и текущее время работы. Аппарат снабжен внутренним принтером, который позволяет зафиксировать на бумаге информацию, отображаемую на экране. При этом, скорость протяжки бумаги регистратора – 12.5 и 25 мм/с, а ширина используемой бумаги составляет 50 мм. В корпус прибора встроена клавиатура с пошаговой нумерацией действий.

Особенности:

- автономное электропитание дефибриллятора от аккумулятора;
- надежный корпус дефибриллятора выполнен из ударопрочного пластика;
- автоматическое внутреннее само-тестирование и контроль исправности после включения;
- эргономичный дизайн корпуса дефибриллятора, обеспечивающий защиту кабелей внешних разрядных электродов дефибриллятора;
- клавиатура с пошаговой нумерацией действий;
- вес 12 кг.