

Дефибриллятор PRIMEDIC Defi-B (Type M110)

ФСЗ 2011/10093

дефибриллятор без монитора, ручной,
дефибрилляция асинхронная, импульс монофазный, 9
кг

METRAX GmbH, Германия



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор без монитора
Режим управления	ручной
Дефибрилляция	асинхронная
Тип импульса	монофазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 9 кг
Автоматический сброс энергии	Да
Время набора энергии до 360 Дж	8 сек
Вес прибора	9 кг

Описание

Дефибриллятор PRIMEDIC Defi-B (Type M110) со встроенным аккумулятором.

Характеристики:

- при полностью заряженном аккумуляторе 35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных);
- пара многоразовых внешних электродов для дефибрилляции («утюги»), взрослые и встроенные в них детские;
- пользовательский интерфейс с простыми интуитивно понятными символами на сенсорной клавиатуре и пошаговыми инструкциями;
- автоматическое внутреннее самотестирование и контроль исправности прибора после включения;
- питание от сети переменного тока 220 В (встроенный блок питания) или от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство);
- кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе;
- высокая надежность и простота эксплуатации;
- гарантия производителя 2 года (гарантия на аккумулятор - 6 месяцев);
- вес 9 кг.