

Дефибриллятор ДФР-02-УОМЗ

ФСР 2008/03528

дефибриллятор-монитор, ручной, импульс бифазный, встроенный термопринтер, 10 кг

Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) ПО АО, Россия



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 10 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Время набора энергии до 200 Дж	12 сек
Размеры	545×360×225 мм
Вес прибора	10 кг

Описание

Дефибриллятор-монитор-регистратор синхронизируемый, с формированием биполярного терапевтического импульса ФР-02-«УОМЗ»

Предназначен для купирования нарушений ритма сердца с помощью электрического импульса, а также для регистрации и индикации на мониторе биоэлектрических потенциалов сердца. Может использоваться как для реанимационных мероприятий, так и при плановом восстановлении ритма. Дефибриллятор ДФР-02УОМЗ предназначен для стационаров, отделений реанимации, интенсивной терапии, кардиохирургических отделений, также может применяться на догоспитальных этапах медицинской помощи. Вес 10 кг.