

Дефибриллятор WEINMANN MEDUCORE Standard

ФСЗ 2012/13508

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
импульс бифазный, 2.2 кг

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH +
Co. KG, Германия



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые
Категория по весу	до 3 кг
Голосовые подсказки	Да
Управление данными	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Размеры	206×137×130 мм
Вес прибора	2.2 кг

Описание

Дефибриллятор-монитор WEINMANN MEDUCORE Standard

Минимальный вес, простота использования, надежность и безопасность - вот основные характеристики MEDUCORE Standard. Двухфазная дефибрилляция в автоматическом или ручном режиме в сочетании с пульсоксиметрией - идеальное решение для экстренных ситуаций, когда счет идет на секунды и излишний функционал только отвлекает от основной задачи - эффективной сердечно-легочной реанимации. Прибор обеспечивает голосовые подсказки для неопытных пользователей и синхронизацию компрессий с помощью метронома. Отображение времени, прошедшего от последней попытки дефибрилляции и их количества помогает контролировать эффективность реанимационного пособия. Вся информация от момента включения прибора записывается на карту памяти и может быть впоследствии проанализирована на компьютере. Вес 2.2 кг.