

Дефибриллятор PRIMEDIC HeartSave 6 (M250)

РЗН 2018/6871

автоматизированный наружный (AED), ручной /
полуавтоматический, дефибрилляция асинхронная /
синхронная, импульс бифазный, 2.2 кг

METRAX GmbH, Германия



Характеристики

Тип дефибриллятора	автоматизированный наружный (AED)
Режим управления	ручной / полуавтоматический
Дефибрилляция	асинхронная / синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 3 кг
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Время набора энергии до 360 Дж	12 сек
Время набора энергии до 200 Дж	6 сек
Дисплей	4.7"
Размеры	260×280×90 мм
Вес прибора	2.2 кг

Описание

Дефибриллятор PRIMEDIC HeartSave 6 (M250) - разработанные специально для тех «вынужденных спасателей», кто волею случая первыми оказались рядом с умирающим от внезапной остановки сердца.

Дефибрилляция:

- асинхронная;
- кардиоверсия (автоматическая синхронизация разряда с QRS) в ручном режиме.

Характеристики:

- интуитивно понятный интерфейс;

- управление при помощи одной кнопки;
- заранее подключенные дефибрилляционные электроды SavePad;
- цикл из 3 последовательных дефибрилляций < 60 сек;
- flash-карта SaveCard емкостью от 30 мин для ЭКГ и аудио-записи;
- встроенный индикатор состояния прибора;
- ударопрочная конструкция;
- передача данных через инфракрасный порт или flash-карту.

Вес: 2.2 кг.