

Дефибриллятор PRIMEDIC HeartSave AED-M (M250)

РЗН 2018/6871

автоматизированный наружный (AED),
полуавтоматический, дефибрилляция асинхронная,
импульс бифазный, 2.4 кг

METRAX GmbH, Германия



Характеристики

Тип дефибриллятора	автоматизированный наружный (AED)
Режим управления	полуавтоматический
Дефибрилляция	асинхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 3 кг
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Время набора энергии до 360 Дж	12 сек
Дисплей	4.7"
Размеры	260×260×85 мм
Вес прибора	2.4 кг

Описание

Дефибриллятор Primedic HeartSave AED-M предназначен специально для так называемых «вынужденных спасателей», которым приходится оказывать необходимую медицинскую помощь при внезапной остановки сердца до приезда бригады скорой помощи. Включение прибора происходит автоматически при открытии крышки с электродами. Дефибриллятор начинает давать голосовые и текстовые подсказки. При наложении электродов устройство само оценивает необходимость проведения дефибрилляции. Спасателю остается только выполнять данные прибором рекомендации.

Описание:

- бифазный импульс прямоугольной формы со стабилизацией силы тока;
- дефибрилляция в полуавтоматическом режиме, автоматический выбор энергии в режиме АНД;

- простое управление дефибриллятором, голосовые подсказки по проведению реанимации/дефибрилляции на русском языке;
- время набора заряда 200 Дж - 6 сек; цикл из трех последовательных дефибрилляций менее 60 секунд в режиме АНД;
- самоклеящиеся одноразовые дефибрилляционные электроды SavePads;
- запись ЭКГ и аудио-записи на карту памяти CompactFlash для последующей передачи на ПК и просмотра через программу ECGViewer;
- автоматическое тестирование на исправность, индикатор состояния прибора;
- ударопрочный корпус;
- питание от непerezаряжаемой литиевой батареи, от перезаряжаемого аккумулятора (опция) или от сети (опция);
- вес 2.4 кг.