

Дефибриллятор PRIMEDIC HeartSave PAD (M250)

РЗН 2018/6871

автоматизированный наружный (AED),
полуавтоматический, дефибрилляция асинхронная,
импульс бифазный, 2.3 кг

METRAX GmbH, Германия



Характеристики

Тип дефибриллятора	автоматизированный наружный (AED)
Режим управления	полуавтоматический
Дефибрилляция	асинхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Время набора энергии до 360 Дж	10 сек
Дисплей	монохромный
Размеры	250×280×90 мм
Вес прибора	2.3 кг

Описание

Автоматический наружный дефибриллятор (АНД) PRIMEDIC HeartSave PAD (M250)

Особенности:

- голосовые подсказки на русском языке по проведению реанимации и СЛР;
- запись ЭКГ и других данных на карту памяти с возможностью последующего просмотра на ПК;
- минимальное воздействие разряда на миокард благодаря бифазной форме импульса без пиков тока;
- портативность и небольшой вес;
- возможность использования в разных климатических условиях;
- электробезопасность;
- неиспользуемая непerezаряжаемая батарея сохраняет необходимую для дефибрилляции энергию до 3 лет 6 лет заводской гарантии на прибор.