

Дефибриллятор Schiller DEFIGARD 3002 IH

РЗН 2016/4584

дефибриллятор-монитор, ручной, импульс бифазный, встроенный термопринтер, 9.8 кг

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 10 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Дисплей	7.5" цветной
Размеры	210×340×305 мм
Вес прибора	9.8 кг

Описание

Дефибриллятор-монитор Schiller DEFIGARD 3002 IH. Ручная дефибрилляция, черно-белый монитор, работа от сети и аккумулятора, картридж с утюжковыми электродами, 3-х жильный ЭКГ кабель, сетевой кабель, набор ЭКГ-электродов, вес 9.8 кг.