

Дефибриллятор Schiller DEFIGARD 4000

ФСЗ 2009/04756

дефибриллятор-монитор, ручной /
полуавтоматический, импульс бифазный, встроенный
термопринтер, 5.7 кг

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / полуавтоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 6 кг
Встроенный термопринтер	Да
Сигналы тревоги	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Дисплей	5.9"
Размеры	270×310×160 мм
Вес прибора	5.7 кг

Описание

Характеристики:

- бифазный многочастотный импульс Multipulse Biowave;
- четкий, яркий экран;
- встроенные аккумулятор и зарядное устройство;
- память на 30 мин ЭКГ, 30 мин звукового сопровождения и 500 событий;
- вес 5.7 кг.