

Дефибриллятор Schiller DEFIGARD 5000

РЗН 2016/4584

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
импульс бифазный, встроенный термопринтер, 5.6 кг

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 6 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Дисплей	10.4" цветной
Вес прибора	5.6 кг

Описание

Дефибриллятор SCHILLER DEFIGARD 5000

- удобный высокоточный цветной монитор ЖК с высоким разрешением и диагональю 10,4 дюйма;
- одновременное отображение до 12 отведений ЭКГ;
- удобное управление с помощью функциональных клавиш и кнопки навигации;
- режим автоматической наружной дефибрилляции при реанимационных мероприятиях в случаях остановки сердца;
- технология Multipulse Biowave обеспечивает максимально щадящего воздействия на ткани миокарда;
- возможность установки различных электродов – ложечковых, адгезивных, утюжковых;
- наличие датчиков для контроля АД, внешнего водителя ритма, режима мониторинга;

- энергия разряда от 2 до 200 Дж;
- вес 5.6 кг.