

Дефибриллятор Schiller DEFIGARD 6002

РЗН 2016/4584

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
импульс бифазный, 6.7 кг

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые
Категория по весу	до 7 кг
Голосовые подсказки	Да
Сигналы тревоги	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Размеры	180×345×290 мм
Вес прибора	6.7 кг

Описание

Дефибриллятор-монитор SCHILLER DEFIGARD 6002.

Характеристики:

- термометрия;
- цветной дисплей;
- внешний пейсмейкер;
- тренды;
- 3-канальный принтер;
- работа от сети и аккумулятора, в комплекте зарядное устройство;
- распечатка ЭКГ по 12-каналам и SPO2 с измерениями;
- память на 500 событий и тренды за последние 2 или 6 часов (ЭКГ, SPO2);
- вес 6.7 кг.