

Дефибриллятор Schiller FRED easy

РЗН 2016/4584

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический /
полуавтоматический, импульс бифазный, 2.8 кг

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический / полуавтоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 3 кг
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Вес прибора	2.8 кг

Описание

Дефибриллятор SCHILLER FRED easy

Портативный дефибриллятор специально разработан для использования в различных экстренных ситуациях (поезда, самолеты, отдаленные районы и пр.) в том числе и при отсутствии медицинского персонала.

Возможности дефибриллятора FRED:

- щадящий дефибрилляционный разряд Multipulse Biowave®;
- простое управление;
- быстрое время зарядки;
- голосовые подсказки, в том числе по проведению Сердечно-легочной реанимации, на русском языке;
- ЖК-экран (текстовых инструкций на русском языке, визуализация времени, количества поданных разрядов, емкости батареи и памяти, типа используемых электродов;
- автоматическое самотестирование;
- алгоритм анализа для распознавания фибрилляции;
- проведение дефибрилляции у детей (автоматическое переключение в специальный режим при подсоединении педиатрических электродов);
- вес 2.8 кг.