

Дефибриллятор Schiller FRED easyport

РЗН 2016/4584

автоматизированный наружный (AED),
автоматический, импульс бифазный, 0.45 кг

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Тип дефибриллятора	автоматизированный наружный (AED)
Режим управления	автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 1 кг
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Размеры	133×162×35 мм
Вес прибора	0.45 кг

Описание

Дефибриллятор FRED easyport - маленький и легкий, может поместиться в кармане пиджака, в то же самое время отвечает всем современным стандартам автоматической наружной дефибрилляции.

Идеальное решение для врачей, парамедиков, сотрудников служб спасения, пациентов группы риска и членов их семей и прочих лиц, владеющих навыками проведения ранней дефибрилляции. Наличие FRED easyport существенно сокращает время до начала проведения лечебных мероприятий при появлении симптомов желудочковой фибрилляции и тахикардий, что значительно повышает уровень выживаемости пациентов в экстренных ситуациях. Вес 450 г (включая батарею).