

Дефибриллятор Schiller MINIDEF 3

РЗН 2016/4584

дефибриллятор без монитора, ручной,
дефибрилляция асинхронная / синхронная, импульс
бифазный, 2.8 кг

Schiller AG, Швейцария



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор без монитора
Режим управления	ручной
Дефибрилляция	асинхронная / синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 3 кг
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Время набора энергии до 360 Дж	8 сек
Время набора энергии до 200 Дж	5 сек
Размеры	260×255×90 мм
Вес прибора	2.8 кг

Описание

Особенности:

- ручная, синхронная и асинхронная дефибрилляция;
- 10 уровней энергии разряда;
- удобный понятный в экстремальных случаях интерфейс пользователя;
- работа от встроенного аккумулятора;
- может использоваться как самостоятельный прибор, так и в сочетании с другими диагностическими системами компании;
- после включения прибор автоматически выполняет самотестирование с обнаружением ошибок;

- четко структурированные элементы управления и визуализации информируют пользователя о рабочем состоянии дефибриллятора;
- вес 2.8 кг.