

Дефибриллятор ZOLL AED Plus

РЗН 2014/1903

автоматизированный наружный (AED),
автоматический, импульс бифазный, 3.1 кг

ZOLL Medical Corporation, США



Характеристики

Тип дефибриллятора	автоматизированный наружный (AED)
Режим управления	автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые
Категория по весу	до 4 кг
Голосовые подсказки	Да
Размеры	133×241×292 мм
Вес прибора	3.1 кг

Описание

Автоматический дефибриллятор ZOLL AED Plus прост в эксплуатации, позволяет выполнить весь комплекс реанимационных мероприятий спасения (оценка состояния пациента по алгоритму ABC, дефибрилляция, сердечно-легочная реанимация).

Обратная связь - возможность получения аудиовизуальных голосовых напоминаний по проведению реанимации в реальном времени. Информационная поддержка спасателей во время выполнения всего комплекса базовой сердечно-легочной реанимации. Информационная поддержка по запросу пользователя. Возможность использовать обычные (бытовые) аккумуляторные батареи без ущерба для эффективности реанимации. Вес 3.1 кг.