

Дефибриллятор ZOLL AED PRO

ФСЗ 2011/10898

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический,
дефибрилляция синхронная, импульс бифазный, 2.7
кг

ZOLL Medical Corporation, США



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / автоматический
Дефибрилляция	синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 3 кг
ЭКГ	Да
Дисплей	жидкокристаллический дисплей, высокое разрешение - 320×240 пикселей
Размеры	762×235×239 мм
Вес прибора	2.7 кг

Описание

Дефибриллятор ZOLL AED Pro - компактный наружный автоматический дефибриллятор для профессионального использования в больницах и на машинах скорой помощи.

Прибор размещен в ударопрочном корпусе. Может быть укомплектован аксессуарами: ЭКГ кабель, Электрод CPR-D. Липкие электроды для взрослых stat padzII или педиатрические pedi-padz II. Мониторинг ЭКГ и программа Real CPR Help®. Перезаряжаемый аккумулятор или одноразовая батарея с длительным сроком службы.

Вес 2.7 кг.