

Дефибриллятор ZOLL E-Series

РЗН 2016/4844

дефибриллятор-монитор, ручной / автоматический /  
полуавтоматический, дефибрилляция синхронная,  
импульс бифазный, встроенный термопринтер, 7 кг

ZOLL Medical Corporation, США



Характеристики

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Тип дефибриллятора      | дефибриллятор-монитор                        |
| Режим управления        | ручной / автоматический / полуавтоматический |
| Дефибрилляция           | синхронная                                   |
| Тип импульса            | бифазный                                     |
| Электроды               | взрослые / детские                           |
| Категория по весу       | до 7 кг                                      |
| Встроенный термопринтер | Да                                           |
| НИАД                    | Да                                           |
| ЭКГ                     | Да                                           |
| SPO2                    | Да                                           |
| Дисплей                 | цветной                                      |
| Вес прибора             | 7 кг                                         |

Описание

Особенности дефибриллятора Zoll E-Series:

- усиленная корпусная конструкция выдерживает падение с высоты;
- пожизненная гарантия на удароустойчивость корпуса;
- дополнительные ударопоглощающие накладки по ребрам жесткости корпуса E Series защищают от механических повреждений;
- степень защиты корпуса IP34;
- унифицированный интерфейс пользователя E Series удобен и прост в работе;
- запатентованная кабельная укладка Cable Deployment system™ устраняет проблему спутанных проводов;
- дисплей Tri-Mode™ с 3-мя режимами отображения обеспечивает 100% видимость в любых условиях;
- сконструирован согласно пользовательским требованиям СМП;
- новая форма и оптимизированные размеры обеспечивают удобную транспортировку, хранение и настенное крепление на борту;

- GPS-часы для автоматической синхронизации времени;
- новый дизайн в форме чемодана;
- улучшенное распределение веса и оптимизированный центр тяжести;
- совместим со всеми устройствами хранения и транспортировки;
- вес 7 кг.