

Дефибриллятор ZOLL M-Series CCT

РЗН 2016/4844

дефибриллятор-монитор, ручной /
полуавтоматический, дефибрилляция синхронная,
импульс бифазный, встроенный термопринтер, 8.71 кг

ZOLL Medical Corporation, США



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / полуавтоматический
Дефибрилляция	синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые
Категория по весу	до 9 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
Сигналы тревоги	Да
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Время набора энергии до 200 Дж	6 сек
Дисплей	6.5" цветной
Размеры	221×259×259 мм
Вес прибора	8.71 кг

Описание

Особенности M Series CCT

Интуитивно-понятный интерфейс. Интерфейс управления дефибриллятором разработан настолько понятно, что научить пользоваться прибором можно за несколько минут. Простая транспортировка.

Малый вес 8.71 кг прибора делает его транспортировку как никогда легкой и удобной. Практичные сумки для переноски дают возможность использовать дефибриллятор прямо на месте происшествия.

Экран, обеспечивающий хорошую видимость под любым углом зрения. Экран M Series дает четкое и контрастное изображения всех необходимых параметров кривых, что позволяет врачу сосредоточить все свое внимание непосредственно на пациенте.

Протокол лечения. Дефибриллятор дает возможность вести протоколирование оказываемой помощи для дальнейшего хранения или передачи. Одного нажатия кнопки достаточно, чтобы ввести в память либо вывести на печать большой объем информации.

Передовые технологии в области кардиостимуляции. Запатентованная передовая технология кардиостимуляции, разработанная компанией ZOLL устанавливает новые стандарты в кардиостимуляции. Незначительные мышечные артефакты позволяют проводить более щадящую электроимпульсную терапию. Импульс постоянного тока в 40 мсек более эффективен, чем традиционные системы кардиостимуляции.