

Дефибриллятор ZOLL M-Series

РЗН 2016/4844

дефибриллятор-монитор, ручной /
полуавтоматический, дефибрилляция синхронная,
импульс бифазный, встроенный термопринтер, 6.14 кг

ZOLL Medical Corporation, США



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной / полуавтоматический
Дефибрилляция	синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 7 кг
Встроенный термопринтер	Да
Голосовые подсказки	Да
Сигналы тревоги	Да
Управление данными	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Время набора энергии до 200 Дж	6 сек
Размеры	208×262×173 мм
Вес прибора	6.14 кг

Описание

Дефибриллятор ZOLL M-Series сочетает в себе объемный функционал и удобство использования, и способен обеспечить полный комплекс мер по реанимации пациента при высокой эффективности дефибрилляции и наименьшем повреждающем воздействии тока на миокард.

Оборудован всем необходимым для неотложной ситуации:

- быстрая и простая дефибрилляция;

- кардиостимуляция;
- новейшие возможности мониторинга.

Особенности и преимущества Zoll M-Series

- 3-электродный ЭКГ-кабель, электроды-пластины для дефибрилляции или мультифункциональные клеящиеся электроды для дефибрилляции/ кардиостимуляции;
- полная электрическая изоляция дефибриллятора с помощью специальной цепи защиты ЭКГ от помех, поступающих от электрокардиостимулятора незатухающий дисплей с движущейся линейкой 25 мм/сек;- электролюминесцентный монохромный дисплей с высоким разрешением, 14.4 см по диагонали, 2-канальный;
- монофазный импульс — затухающая синусоида или бифазный прямоугольный импульс ZOLL;
- встроенный тестер дефибриллятора определяет выход энергии на дефибрилляторе и целостность кабеля и электродов;
- наружные взрослые и встроенные детские электроды-пластины;
- вес 6.14 кг.