

Дефибриллятор ZOLL M2

РЗН 2016/4844

дефибриллятор-монитор, ручной, дефибрилляция
синхронная, импульс бифазный, 5.25 кг

ZOLL Medical Corporation, США



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	ручной
Дефибрилляция	синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 6 кг
НИАД	Да
ЭКГ	Да
SPO2	Да
Дисплей	5.66"
Вес прибора	5.25 кг

Описание

ZOLL M2 разработан для сотрудников больниц и неотложных служб и позволяет оказывать пациентам качественную помощь. Возможности ZOLL M2 позволяют выполнять задачи от простейшей дефибрилляции до самых сложных клинических случаев с использованием различных вариантов комплектации, в том числе двух каналов температуры, ЭКГ в 12 отведениях, EtCO2, НИАД, SpO2.
Вес 5.25 кг.