

Дефибриллятор ZOLL R-Series

ФСЗ 2012/12889

дефибриллятор-монитор, автоматический,
дефибрилляция синхронная, импульс бифазный, 6.9
кг

ZOLL Medical Corporation, США



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	автоматический
Дефибрилляция	синхронная
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые / детские
Категория по весу	до 7 кг
ЭКГ	Да
Время набора энергии до 200 Дж	7 сек
Дисплей	цветной, жидко-кристаллический VGA-дисплей, 6.5" дюймов
Размеры	208×267×317 мм
Вес прибора	6.9 кг

Описание

Монитор-дефибриллятор ZOLL® R Series® обеспечивает всестороннюю поддержку реанимационных мероприятий, включая ультрасовременную технологию, помогающую выполнить требования действующих рекомендаций по проведению качественной СЛР, а также электроды OneStep™, упрощающие и ускоряющие процесс оказания неотложной помощи. В приборе предусмотрена функция автоматического ежедневного тестирования, гарантирующая полную готовность прибора к работе.

Высококачественная СЛР:

- CPR Dashboard™ и Real CPR Help® - аудио-визуальная обратная связь по контролю качества СЛР в реальном времени. На дисплее отображаются цифровые показатели глубины и частоты компрессий, визуальные индикаторы полноты высвобождения грудной клетки, а также уникальный Perfusion Performance Indicator™ (показатель эффективности перфузии);

- See-Thru CPR® — сокращает длительность пауз при проведении СЛР путем фильтрации артефактов СЛР, обеспечивая спасателям возможность определять наличие собственного ритма пациента без прекращения компрессий.

Вес 6.9 кг.