

Дефибриллятор Bexen Cardio Reanibex - 200

ФСЗ 2012/12169

дефибриллятор-монитор, автоматический, импульс
бифазный, 2.5 кг

Osatu, S.Coop., Испания



Характеристики

Тип дефибриллятора	дефибриллятор-монитор
Режим управления	автоматический
Тип импульса	бифазный
Электроды	взрослые
Категория по весу	до 3 кг
Голосовые подсказки	Да
ЭКГ	Да
Размеры	300×282×93 мм
Вес прибора	2.5 кг

Описание

Автоматический наружный дефибриллятор Reanibex 200

Предназначен для электроимпульсной терапии. Устройство используется при реанимации пациентов и восстановлении сердечного ритма. Дефибриллятор создан по бифазной технологии, максимальная мощность разряда этого аппарата достигает 200 Джоулей.

Предусмотрен специальный кронштейн, позволяющий закреплять прибор в автомобилях служб неотложной медицины.

Дефибриллятор заключен в прочный компактный корпус, может использоваться в условиях транспорта, включая авиаперевозки.

Особенности:

- кривая ЭКГ или иконки-подсказки на экране;
- самотестирование;
- хранение ЭКГ данных;
- простое управление — всего 2 кнопки;
- подсказки персоналу, информация о состоянии прибора, счетчик разрядов;
- полная автоматизация процессов (Automatic External Defibrillation);
- ПО для ПК DEAnalyzer;

- вес 2.5 кг.