

Дерматом с электроприводом и вращающимся дисковым ножом ДЭ 100-01

ФСР 2011/12589

дисковой нож 102 мм, толщина лоскута 0.1-1.0 мм,
ширина лоскута 85 мм, частота вращения ножа 20-
1000 об./мин., мощность 200 Вт

Ассоциация аэрокосмических инженеров ЗАО, Россия



Характеристики

Диаметр дискового ножа	102 мм
Толщина лоскута	0.1-1.0 мм
Ширина лоскута	85 мм
Частота вращения ножа	20-1000 об./мин.
Мощность	200 Вт

Дополнительные характеристики

Дерматомы с электрическим приводом (электродерматомы) предназначены для срезания кожных лоскутов и удаления некротизированной биологической ткани при кожнопластических операциях.

Комплект поставки ДЭ-100:

- насадка: ДЭ-100-01 - 1 шт.
 - мотор-редуктор - 1 шт.
 - блок питания с педалью - 1 шт.
 - дисковые ножи (ножи выполнены с применением ультразвуковой заточки кромки ножа) - 5 шт.
- Упаковка - 2 пластиковых чемодана с ложементом.

Все насадки взаимозаменяемы. Предусмотрена плавная регулировка толщины срезаемого лоскута в пределах от 0.1 до 1.0 мм.

Срок службы дискового ножа без заточки - 50 часов.

Все насадки взаимозаменяемы - могут быть установлены на один мотор-редуктор.