

Дерматом системы Acculan 3Ti Electro GA670

ФСЗ 2007/00666

ширина лезвия 78 мм, толщина лоскута 0.1-1.2 мм,
ширина лоскута 78 мм, частота вращения ножа 6500
об./мин., длина хода лезвия 3.1 мм, мощность 250 Вт,
вес 1.7 кг, 290×110×90 мм

Aescular AG, Германия



Характеристики

Ширина лезвия	78 мм
Толщина лоскута	0.1-1.2 мм
Ширина лоскута	78 мм
Частота вращения ножа	6500 об./мин.
Длина хода лезвия	3.1 мм
Мощность	250 Вт
Вес	1.7 кг
Размер	290×110×90 мм