

Дерматоскоп HEINE mini 3000®

РЗН 2014/2033

дерматоскоп, увеличение 10х, галогеновая лампа, на
батарейках, область сканирования различные участки
тела, дерматоскопия по гелю/маслу

Heine Optotechnik GmbH & Co., Германия



Характеристики

Тип	дерматоскоп
Увеличение	10х
Лампа	галогеновая
Питание	на батарейках
Комплектация	- дерматоскоп - контактная плата 23 мм со шкалой - масло для дерматоскопа (10 мл) - краткое руководство по дерматоскопии - твердый кейс

Сканирование

Область сканирования	различные участки тела
----------------------	------------------------

Функции

Иммерсия (дерматоскопия по гелю/маслу)	Да
Шкала	Да

Дополнительные характеристики

Современный дерматоскоп компактного размера с высококачественной оптикой. Соединение металлическое резьбовое. Данный дерматоскоп используется только с рукоятками mini 3000. Дерматоскоп с десятикратным увеличением, дает крупное изображение с большим разрешением. Конструкция, прочная и надежная, цельнометаллическая. Используется улучшенная XHL ксенон-галогеновая технология для большей освещенности. Прибор дает очень яркий и концентрированный белый свет.

Клипса с включателем/выключателем (On/Off), рассчитана на 20 000 циклов вкл./выкл. Дерматоскоп выключается автоматически при помещении в карман.

К дерматоскопу HEINE mini 3000 прилагается детальное руководство с фотографическим атласом, оно упрощает дифференциальную диагностику пигментных образований.

Состоит из двух частей: рукоятка и головка. Его легко обслуживать.

Высококачественная ударопрочная, крепкая и нескользкая рукоятка: хромированная верхняя часть/качественный пластик.

Заменяемые батарейки типа АА.