

Дерматоскоп KaWe Eurolight D 30

РЗН 2015/2924

дерматоскоп, увеличение 10х, галогеновая лампа,
15000 Лк, от аккумулятора / от сети 220В, 3.5 В

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG, Германия



Характеристики

Тип	дерматоскоп
Увеличение	10х
Лампа	галогеновая
Интенсивность света	15000 Лк
Питание	от аккумулятора / от сети 220В
Напряжение	3.5 В

Габариты

Диаметр	25 мм
Вес	0.6 кг