

Дерматоскоп MoleMax HD

РЗН 2016/4849

видеодерматоскоп, увеличение 100х, от сети 220В,
область сканирования исследование всего тела, FULL
HD, дерматоскопия по гелю/маслу, подключение к ПК

Derma Medical Systems Handels und Entwicklungs
GmbH, Австрия



Характеристики

Тип	видеодерматоскоп
Увеличение	100х
Питание	от сети 220В

Сканирование

Область сканирования	исследование всего тела
Разрешение	FULL HD

Функции

Иммерсия (дерматоскопия по гелю/маслу)	Да
Шкала	Да
Подключение к ПК	Да

Дополнительные характеристики

Видеодерматоскоп Molemax HD применяется в онкологических центрах, при диагностике меланомы и других злокачественных образованиях кожи, в кожно-венерологических диспансерах - при диагностике новообразований, так же аппарат подходит для косметологических клиник, клиник пластической хирургии, частных медицинских центров. Аппарат в режиме онлайн дает полное представление о структуре кожи, новообразований, состоянии капиллярной сосудистой сети. 100-кратное увеличение камеры, которая устанавливается непосредственно на кожу, позволяет различать все нюансы строения кожи и слизистых, поставить максимально точный диагноз при таких заболеваниях как:

- меланома;
- базально-клеточный рак;
- невусы;
- дерматозы любого происхождения;

- себорейный дерматоз.