

Дерматоскоп Ri-Derma

ФСЗ 2009/03906

дерматоскоп, увеличение 10х, LED / ксеноновая
лампа, на батарейках / от аккумулятора / от сети 220В,
2.5 В / 3.5 В

Rudolf Riester GmbH, Германия



Характеристики

Тип	дерматоскоп
Увеличение	10х
Лампа	LED / ксеноновая
Питание	на батарейках / от аккумулятора / от сети 220В
Напряжение	2.5 В / 3.5 В

Функции

Шкала	Да
-------	----

Дополнительные характеристики

Riester предлагает большой выбор наборов ri-derma®. Наборы оборудованы различными рукоятками. Головка прибора, контактные линзы и рукоятка идеально защищены привлекательным и устойчивым футляром с двумя скользящими безопасными замками. Детальная инструкция включена. Рак кожи сегодня часто встречающаяся болезнь, которая может быть диагностирована на ранней стадии. Дерматоскоп ri-derma® предлагает врачам общей практики и специалистам надёжный метод исследования для ранней идентификации злокачественных меланом. Апробированный метод отраженной микроскопии позволяет различать структуры злокачественных и доброкачественных новообразований, а так же пигментных изменений кожи.