

Дерматоскоп DermLite II Fluid

ФСЗ 2011/10128

дерматоскоп, увеличение 10х, LED лампа, 21530 Лк,  
от аккумулятора, дерматоскопия по гелю/маслу

3Gen LLC, США



Характеристики

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Тип                 | дерматоскоп     |
| Увеличение          | 10х             |
| Лампа               | LED             |
| Интенсивность света | 21530 Лк        |
| Питание             | от аккумулятора |

Функции

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Иммерсия (дерматоскопия по гелю/маслу) | Да |
| Шкала                                  | Да |

Габариты

|        |       |
|--------|-------|
| Ширина | 25 мм |
|--------|-------|

Дополнительные характеристики

DermLite II Fluid - портативный дерматоскоп, предназначенный для диагностики кожных заболеваний, в том числе онкологических. Применяется для традиционной иммерсионной жидкостной дермоскопии. Прибор соединяется с цифровой камерой, что позволяет сохранить снимок полученного изображения. Широкое поле обзора обеспечивает съемку всего образования целиком.