

Дерматоскоп DermLite II Multi-Spectral (DL2MS)

ФСЗ 2011/10128

дерматоскоп, увеличение 10х, LED лампа, от аккумулятора

3Gen LLC, США



Характеристики

Тип	дерматоскоп
Увеличение	10х
Лампа	LED
Питание	от аккумулятора

Габариты

Ширина	25 мм
Вес	127 г

Дополнительные характеристики

DermLite II Multi-Spectral (DL2MS) - дерматоскоп, предназначенный для оценки состояния и проведения диагностики кожи. Устройство представляет собой прибор с постоянной кросс-поляризационной системой поляризации, оснащенный четырехцветной эпилюминесценцией. Используется в сфере дерматологии, косметологии, а также онкодерматологии.

Особенности:

- мультиспектральная диагностика;
- возможность проводить контактные и бесконтактные исследования;
- выдвижная прокладка, съемная лицевая панель со шкалой 10 мм;
- корпус выполнен из поликарбоната в черном цвете;
- комплектуется чехлом для переноски.