

Дерматоскоп DermLite II Pro (DL2Pro)

ФСЗ 2011/10128

дерматоскоп, увеличение 10х, LED лампа, от аккумулятора, дерматоскопия по гелю/маслу

3Gen LLC, США



Характеристики

Тип	дерматоскоп
Увеличение	10х
Лампа	LED
Питание	от аккумулятора
Комплектация	- чехол - зарядное устройство

Функции

Иммерсия (дерматоскопия по гелю/маслу)	Да
--	----

Габариты

Ширина	25 мм
--------	-------