

Салфетки дезинфицирующие Детро Сан АФ

СГР KZ.16.01.99.002.E.000687.08.19

в контейнере, пропитанные дезсредством, материал
нетканый, количество салфеток 100 шт.

Detrox, Турция



Характеристики

Исполнение	в контейнере
Форма выпуска	пропитанные дезсредством
Материал салфеток	нетканый
Количество в упаковке	100 шт.

Дополнительные характеристики

Detro San AF Wipes / Салфетки Детро Сан АФ – дезинфицирующие салфетки не содержащие спиртов.

Пропитывающий состав: N,N-бис(3- аминопропил)додециламин - 0.12%, бензалкониум хлорид - 0.45%,
дидецилдиметиламмоний хлорид - 0.3%.

Область применения: очистка и дезинфекции небольших по площади и труднодоступных поверхностей, в том числе медицинских приборов (стоматологические кресла, акриловые стекла, кровати и т. д.), в кабинетах ОРИТ, стоматологических и хирургических отделениях, микробиологических и биохимических лабораториях.

Антимикробная активность:

- бактерицидная (в том числе туберкулоцидная);
- вирулицидная;
- фунгицидная.

Режимы / экспозиция / кратность обработки:

- бактерицидный, вирулицидный, фунгицидный - **3 мин** (однократно).
- туберкулоцидный, дерматофитии - **5 мин** (двукратно).

Свойства:

- Обработка небольших по площади и труднодоступных поверхностей.
- Высокоэффективное средство для очистки и экспресс- дезинфекции.
- Пропиточный состав, **не содержащий спиртов**.

- Хорошая совместимость с чувствительными поверхностями, в том числе акриловым стеклом, наутральной кожей и пр.
- Одной салфеткой можно обработать поверхность размером **не более 1.0 кв.м.**

Срок годности: 3 года.

Также выпускается в виде Дезинфицирующего средства Детро Сан АФ.