

Детские весы для новорожденных Tanita BD-585

ФСЗ 2009/04514

электронные весы, для новорожденных, настольные,
максимальный вес 20 кг, дискретность 10 г, с
ростомером, дисплей жидкокристаллический, размер
платформы: 395×635 мм, масса 3.8 кг



Tanita Corporation, Япония

Характеристики

Тип весов	электронные весы
Возрастная категория	для новорожденных
По способу установки	настольные
Предел взвешивания	20 кг
Дискретность шкалы	10 г
Ростомер	с ростомером
Дисплей	жидкокристаллический
Размер платформы	395×635 мм
Габариты	395×635×80 мм
Вес	3.8 кг

Дополнительные характеристики

Весы детские Tanita BD-585 - это самые популярные педиатрические весы Tanita, разработанные как единое целое без движущихся частей.

Особенности весов медицинских Танита BD 585:

- дискретность - 10 г;
- быстрые и точные измерения;
- удобочитаемый 1.4-дюймовый ЖК-дисплей;
- технология Motion-Stop для определения веса движущегося младенца;
- удобная функция тарирования для вычитания веса объекта, помещенного на весы перед взвешиванием;
- аккумуляторная батарея для портативности;
- в комплекте дополнительная самоклеящаяся измерительная линейка.