

Дифференциальный агар с бриллиантовым зеленым HiMedia M016 (модифицированный)

ФСЗ 2009/03706

агар, для селективного выделения сальмонелл (кроме Salmonella typhi) из фекалий и других материалов, флакон, 100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

HiMedia Laboratories Pvt. Limited, Индия



Характеристики

Тип	агар
Назначение	для селективного выделения сальмонелл (кроме Salmonella typhi) из фекалий и других материалов
Упаковка	флакон
Фасовка	100 г / 500 г / 2.5 кг / 5 кг

Дополнительные характеристики

Среду используют для селективного выделения сальмонелл (кроме Salmonella typhi) из фекалий и других материалов; рекомендуется также для исследования пищевых продуктов, в т.ч. молочных.