

Дыхательный фильтр Intersurgical Air-Guard Clear

ФСЗ 2009/03551

бактериально-вирусный, обычный (без ТВО),
электростатический, эффективность фильтрации
>99.9999%

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип	бактериально-вирусный
Увлажнение	обычный (без ТВО)
Способ фильтрации	электростатический
Эффективность фильтрации	>99.9999%

Описание

Air-Guard Clear – фильтр с гидрофобной гофрированной мембраной, разработан специально для защиты кислородных концентраторов и другого дыхательного оборудования.

ВНИМАНИЕ! данный фильтр не рекомендуется к применению в дыхательном контуре на стороне пациента.

Модификации:

- 1790000 – Дыхательный фильтр Air-Guard Clear
- 1790000S – Дыхательный фильтр Air-Guard Clear (стерильный)
- 1790007 – Дыхательный фильтр Air-Guard Clear 7 на 168 ч