

Дыхательный фильтр Intersurgical Clear-Guard II

ФСЗ 2009/03551

бактериально-вирусный, обычный (без ТВО),
электростатический, эффективность фильтрации
>99.99%

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип	бактериально-вирусный
Увлажнение	обычный (без ТВО)
Способ фильтрации	электростатический
Эффективность фильтрации	>99.99%

Описание

Clear-Guard II – фильтры для использования в дыхательных и анестезиологических контурах для защиты пациентов, медицинского персонала и оборудования от потенциальной микробной контаминации

Модификации:

- 1844000 – Дыхательный фильтр Clear-Guard II
- 1844003 – Дыхательный фильтр Clear-Guard II с портом luer
- 1844197 – Дыхательный фильтр Clear-Guard II с портом luer и угловым коннектором
- 1844351 – Дыхательный фильтр Clear-Guard II с портом luer и гибким угловым коннектором

				
Кат. №	1844000	1844003	1844197	1844351
Эффективность	>99.99%	>99.99%	>99.99%	>99.99%
Сопротивление при 30 л/мин	0.9 см H ₂ O	0.9 см H ₂ O	1.1 см H ₂ O	1.4 см H ₂ O
Сопротивление при 60 л/мин	2.2 см H ₂ O	2.2 см H ₂ O	3.4 см H ₂ O	3.7 см H ₂ O
Сжимаемый объем	50 мл	62 мл	69 мл	95 мл
В упаковке	35 шт.	35 шт.	50 шт.	40 шт.