

Дыхательный фильтр Intersurgical Clear-Guard Midi

ФСЗ 2009/03551

бактериально-вирусный, обычный (без ТВО),
электростатический, эффективность фильтрации
>99.9%

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип	бактериально-вирусный
Увлажнение	обычный (без ТВО)
Способ фильтрации	электростатический
Эффективность фильтрации	>99.9%

Описание

Clear-Guard Midi – это дыхательные фильтры низкого объема с минимальным мертвым пространством. Обеспечивают те же функции, идеально подходят для применения в анестезиологии.

Модификации:

- 1644007 – Дыхательный фильтр Clear-Guard Midi
- 1644000 – Дыхательный фильтр Clear-Guard Midi с портом luer
- 1644137 – Дыхательный фильтр Clear-Guard Midi с мундштуком
- 1644011 – Дыхательный фильтр Clear-Guard Midi с портом luer и гибким соединителем Superset
- 1644012 – Дыхательный фильтр Clear-Guard Midi с портом luer, гибким соединителем Superset и жестким угловым коннектором

					
Кат. №	1644007	1644000	1644137	1644011	1644012
Эффективность	>99.9%	>99.9%	>99.9%	>99.9%	>99.9%
Сопротивление при 30 л/мин	0.7 см H ₂ O	0.7 см H ₂ O	1.0 см H ₂ O	0.9 см H ₂ O	1.0 см H ₂ O
Сопротивление при 60 л/мин	1.8 см H ₂ O	1.8 см H ₂ O	3.0 см H ₂ O	2.2 см H ₂ O	2.8 см H ₂ O
Сжимаемый объем	34 мл	34 мл	34 мл	34 мл	34 мл
В упаковке	100 шт.	100 шт.	50 шт.	75 шт.	75 шт.