

Дыхательный фильтр Intersurgical Filta-Guard

ФСЗ 2009/03551

бактериально-вирусный, обычный (без ТВО),
электростатический, эффективность фильтрации
>99.999%

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип	бактериально-вирусный
Увлажнение	обычный (без ТВО)
Способ фильтрации	электростатический
Эффективность фильтрации	>99.999%

Описание

Дыхательные фильтры Filta-Guard – серия дыхательных фильтров, обеспечивающих превосходную эффективность фильтрации. Предназначены для защиты пациента, медицинского персонала и оборудования от возможной микробной контаминации во время проведения анестезии и работы в условиях отделений реанимации. Высокоэффективные Filta-Guard в дополнение к стандартному комплекту микроорганизмов, эффективны против проникновения вируса гепатита С и микобактерий туберкулеза.

Модификации:

- 1944000 – Дыхательный фильтр Filta-Guard
- 1944003 – Дыхательный фильтр Filta-Guard с портом luer
- 1944011 – Дыхательный фильтр Filta-Guard с портом luer и гибким соединителем Superset

Кат. №	Сопротивление при 30 л/мин	Сопротивление при 60 л/мин	Сжимаемый объем	В коробке
1944000	1.0 см H ₂ O	2.3 см H ₂ O	67 мл	70 шт.
1944003	1.0 см H ₂ O	2.48 см H ₂ O	67 мл	70 шт.
1944011	1.1 см H ₂ O	2.8 см H ₂ O	67 мл	20 шт.