

Дыхательный фильтр Intersurgical Hydro-Guard Mini

ФСЗ 2009/03551

бактериально-вирусный, тепловлагообменный,
электростатический, эффективность фильтрации
>99.999%

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип	бактериально-вирусный
Увлажнение	тепловлагообменный
Способ фильтрации	электростатический
Эффективность фильтрации	>99.999%

Описание

Дыхательный фильтр Hydro-Guard Mini – универсальный дыхательный фильтр низкого объема с гофрированной мембраной для использования при анестезии в качестве ДФ/ТВО (возврат жидкости 23 мг H₂O/л при ДО 500 мл) или в ОРИТ в качестве собственно дыхательного фильтра. При необходимости доступен стерильным.

Модификации:

- 1745000 – Дыхательный фильтр Hydro-Guard Mini
- 1745197 – Дыхательный фильтр Hydro-Guard Mini с фиксированным угловым коннектором
- 1745011 – Дыхательный фильтр Hydro-GuardMini с гибким соединителем Superset
- 1745012 – Дыхательный фильтр Hydro-Guard Mini с гибким соединителем Superset и фиксированным угловым коннектором
- 1745711 – Дыхательный фильтр Hydro-Guard Mini с гибким соединителем Superset и присоединяемым угловым коннектором
- 1745180 – Дыхательный фильтр Hydro-Guard Mini с гладким соединителем Smoothbore и двойным шарнирным угловым коннектором с защелкивающимся колпачком flip top

						
Кат. №	1745000	1745197	1745011	1745012	1745711	1745180
Эффективность	>99.999%	>99.999%	>99.999%	>99.999%	>99.999%	>99.999%
Сопротивление при 30 л/мин	1.3 см H ₂ O	1.6 см H ₂ O	1.45 см H ₂ O	1.7 см H ₂ O	1.7 см H ₂ O	-
Сопротивление при 60 л/мин	2.9 см H ₂ O	3.9 см H ₂ O	3.4 см H ₂ O	4.4 см H ₂ O	4.4 см H ₂ O	-
Сжимаемый объем	63 мл	63 мл	63 мл	63 мл	63 мл	63 мл
В упаковке	40 шт.	50 шт.	75 шт.	75 шт.	75 шт.	100 шт.