

Дыхательный фильтр Intersurgical Inter-Guard стерильный

ФСЗ 2009/03551

бактериально-вирусный, обычный (без ТВО),
электростатический, эффективность фильтрации
>99.998%

Intersurgical Ltd., Великобритания



Характеристики

Тип	бактериально-вирусный
Увлажнение	обычный (без ТВО)
Способ фильтрации	электростатический
Эффективность фильтрации	>99.998%

Описание

Дыхательные фильтры Inter-Guard – стерильные фильтры, разработаны для применения в дыхательных контурах в операционных и ОРИТ для защиты пациента, дыхательного контура и оборудования.

Модификации:

- 1344007S – Дыхательный фильтр Inter-Guard (стерильный)
- 1344000S – Дыхательный фильтр Inter-Guard с портом luer (стерильный)
- 1344711S – Дыхательный фильтр Inter-Guard с гибким соединителем Superset (стерильный)

Кат. №	Сопротивление при 30 л/мин	Сопротивление при 60 л/мин	Сжимаемый объем	В коробке
1344007S	0.8 см H ₂ O	2.0 см H ₂ O	41 мл	50 шт.
1344000S	0.8 см H ₂ O	2.0 см H ₂ O	42 мл	50 шт.
1344711S	1.1 см H ₂ O	2.7 см H ₂ O	41 мл	50 шт.