

Дыхательный фильтр Plasti-Med Hepa Filter

ФСЗ 2012/12924

бактериально-вирусный, HEPA, эффективность
фильтрации 99.99%

Plasti-Med, Турция




Характеристики

Тип	бактериально-вирусный
Способ фильтрации	HEPA
Эффективность фильтрации	99.99%

Описание

Дыхательный фильтр Plasti-Med Hepa Filter обладает более эффективным свойством удержания бактерий и вирусов, отличается от других типов фильтров тем, что имеет пневматическую механическую функцию фильтрации вместо электростатической. Он прикрепляется к аппарату так же, как и бактериально-вирусный фильтр, но не исключается его установка со стороны пациента.

Кат. №: 1401130



Характеристики:

- Эффективность бактериальной фильтрации – 99.99%
- Эффективность вирусной фильтрации – 99.99%
- Выход влаги на 500 мл дыхательного объема – 31 мг
- Низкий объем мертвого пространства – 52 мл
- Диапазон дыхательного объема – от 200 до 1500 мл
- Порт для газового мониторинга
- Стерильный, одноразовый

Сопротивление потоку дыхательной смеси:

- 30 л/мин – 0.3 см H₂O
- 60 л/мин – 0.7 см H₂O
- 90 л/мин – 1.2 см H₂O

В упаковке: 100 шт.