

Диодный лазер Asclepion MeDioStar NeXT PRO

ФСЗ 2010/07980

лазер, диодный, длина волны 755 - 950 нм, частота 12 Гц, длительность импульсов от 10 до 1400 мс

Asclepion Laser Technologies GmbH, Германия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	эпиляция
Длина волны	755 - 950 нм
Частота	12 Гц
Длительность импульсов	от 10 до 1400 мс
Размеры пятен	удаление волос: 30 / 14 / 10 мм / сосудистые процедуры: 12 мм
Дисплей	8.4"
Размер	365×560×465 мм
Вес	35 кг

Описание

Диодный лазер для эпиляции MeDioStar NeXT PRO.

Особенности:

- Одновременная подача импульса с двумя волнами: 755-950 нм. Волосяной фолликул разрушается более эффективно и безопасно. Методика действует на любую глубину волоса и на любой фототип. Причем другие кожные структуры не затрагиваются.
- За счет высокой частоты до 12 Гц повторений импульсов наблюдается высокая скорость обработки волосяного участка.
- Встроенная система охлаждения кожного покрова «Пельте».
- В режиме Professional можно регулировать форму и параметры аппарата, что позволяет максимально улучшить показатели конечного результата эпиляции.
- Широкий, цветной, дисплей 8.4".
- Сенсорный экран и стикер для управления «Touch Screen Pen».
- Прибор легко перемещается, уже через несколько минут после подключения диодного лазера можно начинать работу.

- Технология пятна TAPER, благодаря которой каждый участок кожи обрабатывается равномерно. Форма насадки квадратная, поэтому ни одна область не останется незамеченной.
- Сохранение результатов в памяти аппарата, при повторном обращении пациента, врачу нужно только ввести фамилию и устройство выдаст необходимую информацию. Простота управления позволяет сделать это за несколько минут.