

Диодный лазер Asclepion MeDioStar

ФСЗ 2010/07980

лазер, диодный, длина волны 810 / 810 / 940 нм,
частота 20 Гц, длительность импульсов от 3 до 400 мс

Asclepion Laser Technologies GmbH, Германия



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	эпиляция / терапия акне / удаление пигментных пятен / удаление сосудистых звездочек / лечение ангиомы у взрослых и детей
Длина волны	810 / 810 / 940 нм
Частота	20 Гц
Длительность импульсов	от 3 до 400 мс
Размеры пятен	от 10 до 100 мм
Дисплей	10.1"
Размер	410×715×970 мм
Вес	65 кг

Описание

Лазер косметологический MeDioStar - это диодный лазер 6-го поколения от Asclepion.

Характеристики:

- максимальная мощность до 5000 Вт;
- сочетание длин волн 810/940 нм;
- динамический режим допускает короткие импульсы с высокой частотой до 20 Гц;
- наконечники Monolith с охлаждением кожи на 360°;
- 10.1" сенсорный ЖК-дисплей с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом;
- многофункциональная тележка;
- беспроводной ножной переключатель который напрямую связывается с системой через Bluetooth, может храниться в держателе на задней панели MeDioStar®;
- гигиенический одноразовый колпачок индивидуально адаптируется к каждому наконечнику Monolith и может быть легко нанесен перед каждой обработкой;

- технический сервис MeDioStar® можно поддерживать онлайн.

MeDioStar® может быть оснащен:

- Monolith XL: с наибольшей площадью 10 см 2 и мощностью до 5000 Вт предлагает самую быструю эпиляцию для больших областей, таких как ноги, руки и спина.
- Монолит L: имеющий размер пятна 3 см 2 и до 3400 Вт, является лучшим выбором для быстрой обработки небольших и больших площадей.
- Монолит M: с размером пятна 1.5 см 2 и мощностью до 1700 Вт позволяет удобно обрабатывать небольшие площади.
- Monolith S: размер пятна которого составляет 1 см 2 и до 1275 Вт, представляет собой простой и доступный стартовый набор для профессионального удаления волос.

Дополнительные наконечники:

- Наконечник ALX: объединяет длину волны александрита и новейшие диодные технологии.
- Сосудистый наконечник: для лечения вен ног, гемангиом и других эктатических сосудов.

Интегрированная система охлаждения:

Интенсивное охлаждение снимает тепловую нагрузку на кожу пациента, чем обеспечивает комфорт и безопасность проведения процедуры.