

Диодный лазер COCOON MEDICAL Elysion Pro

РЗН 2017/5510

лазер, диодный, длина волны 755 / 810 / 810 нм,
частота 3 / 15 Гц, длительность импульсов от 3 до 400
мс

High Technology Products S.L., Испания



Характеристики

Вид	лазер
Тип лазера	диодный
Применение	эпиляция
Длина волны	755 / 810 / 810 нм
Частота	3 / 15 Гц
Длительность импульсов	от 3 до 400 мс
Размеры пятен	10×10 / 18×10 мм
Насадки	Да

Описание

Лазерная платформа Elysion Pro позволяет комбинировать разные длины волн в одном устройстве, обеспечивая универсальность и индивидуальный подход.

Длина волны 755 нм: идеальный выбор для светлой кожи, позволяет удалять тонкие волосы с меньшим уровнем содержания меланина, включая остаточные волосы после нескольких сеансов лазерной эпиляции.

Длина волны 810 нм: подходит для всех фототипов кожи, включая загорелую, а также для всех типов волос.

Технология USP (Ultra Short Pulse) - это технология, разработанная научно-исследовательским отделом компании Socoon Medical, с целью сделать эпиляцию волос эффективней, чем когда-либо прежде. Чтобы добиться гибели клеток, генерирующих рост волос, диодный лазер Elysion Pro доставляет энергию посредством ультракоротких импульсов, благодаря которым удаляются даже тонкие и светлые волосы без нагрева окружающих тканей.